

1601702 - Keiser Seated Leg Curl Air250 - réglable



Déscription

Le Leg Curl Air 250 permet d'entraîner le tendon du jarret, l'un des groupes musculaires souvent négligés. Pour y remédier, Keiser a conçu l'A250 Seated Leg Curl pour une position assise plus confortable et pour réduire le stress sur le bas du dos. Le coussin réglable maintient les cuisses dans une position confortable et stable pour des résultats optimaux.

- Mouvement bilatéral pour entraîner les muscles de manière symétrique
- Grand écran numérique affichant la résistance, les séries, les répétitions et la puissance
- Chargement excentrique rapide, facile et précis
- Modification de la résistance par paliers précis
- Polyvalent: 5 méthodes d'entraînement

Spécifications

Marque	Keiser
Dimensions du produit	H 116.8 cm
SKU leverancier	001221BP
Résistance	0-118 kg
sku	1601702
Couleur	Rouge
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce