

## 1619617 - Theraflex™ putty Anti-Microbial - 113 gr - extra fort - bleu



### Déscription

La Theraflex™ Putty peut être utilisée à la fois pour la rééducation et pour soulager le stress.

Elle est inodore, ne tache pas et ne laisse aucun résidu sur la main du patient.

De plus, la Theraflex™ Putty est non toxique, sans graisse, hypoallergénique et contient des agents antimicrobiens, ce qui en fait un produit très hygiénique et sûr à utiliser.

Elle est fournie dans la couleur/résistance sélectionnée, préemballée dans un contenant de 113 g.

### Spécifications

<b>Marque</b>	MVS
<b>Poids du produit</b>	0.113 kg
<b>sku</b>	1619617
<b>Couleur</b>	Bleu
<b>Type d'emballage</b>	Pièce