

## 1577184 - PiezoWave 2 Touch - "Multi Usage 2/4" - Incl. pièce à main FBL10x5 G2 & F10 G4 - incl. chariot



### Déscription

La série MultiUse de **Richard Wolf** élève la thérapie par ondes de choc à un niveau supérieur grâce à des extensions intelligentes et des solutions pratiques pour les environnements médicaux exigeants. Cette série avancée est conçue pour les professionnels souhaitant combiner plusieurs sources de thérapie et travailler efficacement sans compromis sur la facilité d'utilisation ou la précision.

#### Caractéristiques principales :

##### Support extensible pour sources de thérapie

Permet de ranger deux sources de thérapie supplémentaires, en toute sécurité et de manière ordonnée – idéal pour les cliniques offrant une large gamme de traitements.

##### Générateur haute tension avancé

Un seul générateur qui pilote à la fois des sources de thérapie à couche simple et double, pour un contrôle optimal et une constance à chaque traitement.

##### Compartiments de rangement pratiques

Deux supports pour électrodes en gel avec fixation assurent un espace de travail organisé et un accès rapide aux fournitures.

##### Pédale optionnelle

Commande mains libres des niveaux d'intensité et de l'activation des ondes de choc pour un confort et une précision de traitement accrus.

#### **Pièces à main fournies : Therapy Source F10 G4 + FBL10x5G2**

La **FBL10x5G2** est une source de thérapie unique dotée d'une **zone focale linéaire**, spécialement conçue pour le traitement des **structures superficielles étendues**. Grâce à sa forme linéaire, l'énergie est répartie de manière homogène sur la surface, assurant une **application dynamique et efficace** sur de larges zones de traitement.

Avec une **profondeur de pénétration de 20 mm** et une **EFD maximale de 0,16 mJ/mm<sup>2</sup>**, cette source offre une énergie de pulsation puissante mais contrôlée, parfaite pour les tissus sensibles ou superficiels.

#### **Domaines d'application :**

- **Musculosquelettique (MSK)** : pour les grandes structures superficielles telles que le **tendon d'Achille** et la **fascia plantaire**.
- **Urologie** : soutien dans le traitement de la **dysfonction érectile (DE)**.
- **Dermatologie** : adapté au traitement des **plaies chroniques et ulcères**.

La **F10G4 Therapy Source** est une tête de traitement polyvalente et puissante dans la technologie ESWT (thérapie par ondes de choc extracorporelles). Cette unité combine des performances exceptionnelles avec une **focalisation précise** pour localiser les points douloureux et traiter un **large éventail d'indications standard ESWT**.

Avec une **profondeur de pénétration de 40 mm** et une **densité de flux d'énergie maximale (EFD) de 0,82 mJ/mm<sup>2</sup>**, cette source de thérapie est particulièrement adaptée aux structures tissulaires superficielles comme profondes. Les applications courantes incluent la **médecine musculosquelettique (MSK)**, comme le traitement de la **pseudarthrose, des tendinopathies et autres affections liées aux tendons ou aux os**.

## **Spécifications**

<b>Marque</b>	Elvation
<b>sku</b>	1577184
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
<b>Type d'emballage</b>	Pièce