

## 1502203 - Tensiomètre digitale 24-heures Watch BP03 AFIB - brassard velcro M/L - pochette de transport - 1 pc



### Déscription

La WatchBP O3 est entièrement programmable et dispose d'intervalles séparés pour le jour et la nuit. Le WatchBP O3 est le seul tensiomètre au monde capable de détecter la fibrillation auriculaire pendant la lecture de la tension artérielle. Le tensiomètre Microlife est livré avec un logiciel permettant d'évaluer les résultats les plus importants d'un seul coup d'œil.

### Avantages

- Détecte la fibrillation auriculaire (FA)
- Validé cliniquement (protocole BHS)
- Mesures sur 24 heures selon les directives de l'ESH et du NHG
- Intervalle programmable par 15/20/30/60 minutes pour les mesures de jour et/ou de nuit
- Léger et compact - conçu pour un plus grand confort du patient
- Connectivité PC - envoi des données de pression artérielle à n'importe quel PC via USB (adapté au système HIS)

[WATCHBP ANALYZER V1.0.0.33 INSTALLER 20200526EXE](#)

## Spécifications

<b>Marque</b>	Microlife
<b>Taxe Bebat</b>	0.05 EUR
<b>sku</b>	1502203
<b>Normes</b>	EN ISO 13485:2016
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de tensiomètre</b>	Tensiomètres ambulatoires 24 heures