

1004526 - Sanitainer (carton vide pour conteneurs) - (L x P x H) : 299 x 299 x 587 mm - 1 pc



Déscription

Le conteneur en carton avec sac intégré garantit que les conteneurs de déchets médicaux et d'objets tranchants peuvent être collectés et transportés en toute sécurité.

Non classé comme dispositif médical et ne possède donc pas de certificat CE.

Spécifications

Marque	Sharpsafe
Dimensions du produit	H 58.7 cm, L 29.9 cm
Poids du produit	13 kg
Profondeur du produit	29.9 cm
sku	1004526
Contenu	50 l
Forme	Rectangulaire
Type d'emballage	Pièce