

1550111 - Linido assise de douche rabbatable - avec dossier - anthracite - 1 pc



Déscription

Assie de douche ergonomique pliant avec dossier en matière synthétique blanc peut être chargé jusqu'à 150 kg, kit de jambes auxiliaires LI2214.201 est recommandé pour un poids d'utilisateur >100 kg, let kit de 'accessoires n'est pas inclus.

Spécifications

Marque	Linido
SKU leverancier	LI2202.2006-11
Composition	Matières synthétique
Accoudoirs	Non
Dossier	Oui
Pliable	Oui
Profondeur du siège	40.5 cm
Largeur du siège	41.5 cm
sku	1550111
Catégorie assise de douche	Assises de douche
Couleur	Anthracite
Poids max. de l'utilisateur	150 kg
Type d'emballage	Pièce