

## 1601795 - Keiser M3i Lite Cycling bike avec computer



### Déscription

Les équipements cardio Keiser MSeries offrent aux utilisateurs une expérience sans précédent. Vous pouvez désormais l'amener chez vous en ligne, ce qui vous permet de choisir parmi de nombreuses séances d'entraînement dans votre propre environnement sécurisé via le streaming en ligne ou l'utilisation d'applications. De plus, vous pouvez participer gratuitement et en direct à diverses séances d'entraînement en ligne dispensées par l'équipe internationale d'instructeurs Keiser.

- Cadre en forme de V pour les utilisateurs
- Technologie de résistance magnétique
- Silencieux et fiable
- Ordinateur standard affichant la puissance en watts
- Bluetooth

### Spécifications

<b>Marque</b>	Keiser
<b>Dimensions du produit</b>	H 111.8 cm
<b>SKU leverancier</b>	005503BBC
<b>sku</b>	1601795
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce