

## 1605596 - Fico Gilet coton beige - Petit - 2,5 kg - 1 pc



### Déscription

Le gilet lesté pour adultes offre deux fonctions essentielles pour le bien-être des personnes confrontées à des défis sensoriels ou psychologiques. Son poids exerce une pression constante et douce sur le corps, similaire à une étreinte chaleureuse. Cette pression favorise la libération d'hormones apaisantes, procurant une sensation de calme, de sécurité et de relaxation profonde. Ce gilet est particulièrement adapté aux personnes ayant besoin de soutien sensoriel, comme celles atteintes d'autisme, de TDAH, de troubles anxieux ou d'autres problèmes de santé mentale.

En réduisant les stimuli externes, le gilet aide l'utilisateur à mieux ressentir son propre corps. Cela améliore la concentration et la focalisation, des éléments essentiels pendant les séances thérapeutiques, les activités quotidiennes ou le sommeil. Grâce à son effet apaisant, le gilet contribue également à un meilleur sommeil, favorisant ainsi un fonctionnement optimal tout au long de la journée.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Fico
<b>sku</b>	1605596
<b>Couleur</b>	Beige
<b>Taille</b>	Small
<b>Type d'emballage</b>	Pièce