

## 1518676 - Surecan® Safety II - aiguilles à ailettes - guide 19 cm avec clamp - 20G x 20 mm - jaune - 1 x 20 pcs



### Déscription

La conception unique du Surecan® Safety II assure un confort optimal pour l'utilisateur et le patient. Le mécanisme de sécurité intuitif. Surecan® Safety II est indiqué pour la perfusion de chimiothérapie, d'antibiothérapie et de transfusion jusqu'à sept jours, ainsi que pour les prélèvements sanguins et la nutrition parentérale. Le Surecan® Safety peut également être utilisé pour l'injection haute pression de produit de contraste jusqu'à 325psi.

- Ailes ergonomiques à profil bas pour faciliter le perçage et le retrait.
- Base transparente pour une meilleure visibilité lors du perçage
- Aiguille angulaire qui maximise la durée de vie du septum
- Mousse non absorbante qui réduit le risque d'infection
- Résistant à la haute pression
- Point vert confirmant l'utilisation correcte du mécanisme de sécurité
- Large gamme de longueurs d'aiguilles différentes adaptées à l'anatomie du patient

## Spécifications

<b>Marque</b>	Braun
<b>Longueur de l'aiguille</b>	20 mm
<b>Diamètre aiguille</b>	0.9 mm
<b>Mécanisme de sécurité</b>	Oui
<b>Composition</b>	Sans phtalates
<b>Sans latex</b>	Oui
<b>sku</b>	1518676
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Couleur</b>	Jaune
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Boîte