

1015837 - alcool de désinfection 70% - 100 ml - 1 pc



Déscription

Un alcool désinfectant puissant contenant l'éthanol dénaturé à 70% pr qui agit rapidement après 30 secondes. Cette solution permet de désinfecter les surfaces et les instruments tels que les stéthoscopes.

Mode d'emploi: appliquer l'alcool désinfectant directement ou à l'aide d'une compresse stérile sur la peau ou les instruments.

Spécifications

| | |
|-------------------------|----------------|
| sku | 1015837 |
| Contenu | 100 ml |
| Odeur | Odeur d'alcool |
| Type d'emballage | Pièce |