

1019312 - 3M™ Tegaderm™ + pad - 9 x 35 cm - 25 pcs



Déscription

3M™ Tegaderm™+Pad est un pansement en mousse non-adhésif stérile tout-en-un pratique. C'est un film respirant qui a un bon équilibre entre la vapeur d'eau et l'oxygène, de sorte que le pansement est facile à appliquer. Nos serviettes sont étanches, ce qui permet de se doucher ou se baigner sans retirer le pansement, elles tiennent 4 jours même après contact avec l'eau. Le coussinet est collé à un pansement en film transparent plus grand et fin pour assurer un processus de cicatrisation normal avec moins de douleur et de traumatisme. La compresse non adhésive ne colle pas à la plaie.

Spécifications

Marque	3M™
Composition	PU
sku	1019312
Stérile	Oui
Sans latex	Oui
Compresse	Oui
Perforé	Non
Produits similaires	Oui
Couleur	Blanc
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Taille	9 x 35 cm
Type d'emballage	Boîte