


1550637 - Seringues Enfit - utilisation entérale - 1 ml (low dose) - 1 x 100 pcs



Déscription

Les seringues stériles Medicina Enfit conviennent à l'administration entérale de médicaments, d'aliments et de rinçages. La seringue est sûre pour les patients néonataux, pédiatriques et adultes. Convient pour un usage unique.

Les seringues Enfit de 1 et 2,5 ml sont dotées d'un embout parfait pour les faibles doses.

Spécifications

Marque	Medicina
Stérile	Oui
Sans latex	Oui
Composition	Corps, Piston, Joint: silicone
Normes	ISO 80369-3
sku	1550637
Contenu	1 ml
Couleur	Pourpre
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte
Tip	Tip Enfit