

1574488 - Housse en coton pour coussin Relax genou - blanc - 1 pc



Déscription

Afin de garantir une hygiène optimale et une longue durée de vie de l'oreiller, nous vous recommandons de mettre une taie d'oreiller sur l'oreiller.

De légères différences de couleur sont possibles.

Les housses sont lavables à 60°C.

Spécifications

Marque	Fico
sku	1574488
Couleur housse	Blanc
Lavable	85°
Marque du matériel de positionnement	Relax
Matériel	Coton
Type d'emballage	Pièce