

## 1021102 - Opsite flexifix pansement de fixation - 15 cm x 10 m - 1 pc



### Déscription

Opsite flexifix est un film adhésif transparent de S&N. Un film imperméable à l'eau et aux bactéries, haute perméabilité à la vapeur d'eau qui permet à la peau de respirer. L'adhésif acrylique minimise le risque d'apparition de lésions cutanées lors du retrait. De plus, l'Opsite Flexifix est conçu de manière à ce que le film puisse être facilement appliqué sur le corps et sur les bandages. Cela réduit le risque de contamination croisée.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Smith & Nephew
<b>Composition</b>	Polyurethane avec adhésif acrylique
<b>Compresse</b>	Non
<b>Perforé</b>	Non
<b>sku</b>	1021102
<b>Stérile</b>	Non
<b>Couleur</b>	Transparent
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille</b>	15 cm x 10 m
<b>Type d'emballage</b>	Pièce