

1543558 - Balance digitale soft grip PS240 - 180 kg - 1 pc



Déscription

La surface douce du pèse-personne garantit que vous vous tenez confortablement et fermement. L'élégant boîtier en acier inoxydable et l'écran noir éclairé font de la balance un véritable accroche-regard dans votre salle de bain. Avec une technologie de mise en marche (Quick Start), un arrêt automatique et un indicateur de surcharge. Une capacité de charge maximale de 180 kg.

Spécifications

Marque	Beurer
Mémoire	Non
Calibré	Non
Poids max.	180 kg
Avec tige de mesure	Non
Indication de l'IMC	Non
Taxe Bemat	0.05 EUR
Fonction de mise en marche automatique	Oui
Fonction d'arrêt automatique	Oui
sku	1543558
Classe pèse personnes	n/a
Gradation pèse-personnes	50 g
Réglementation Européenne	2014/30/EU
Type d'emballage	Pièce
Type d'échelle	Pèse-personnes plats numériques