

## 1543558 - Balance digitale soft grip PS240 - 180 kg - 1 pc



### Déscription

La surface douce du pèse-personne garantit que vous vous tenez confortablement et fermement. L'élégant boîtier en acier inoxydable et l'écran noir éclairé font de la balance un véritable accroche-regard dans votre salle de bain. Avec une technologie de mise en marche (Quick Start), un arrêt automatique et un indicateur de surcharge. Une capacité de charge maximale de 180 kg.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Beurer
<b>Taxe Bèbat</b>	0.05 EUR
<b>Poids max.</b>	180 kg
<b>Fonction d'arrêt automatique</b>	Oui
<b>Mémoire</b>	Non
<b>Calibré</b>	Non
<b>Avec tige de mesure</b>	Non
<b>Indication de l'IMC</b>	Non
<b>Fonction de mise en marche automatique</b>	Oui
<b>sku</b>	1543558
<b>Classe pèse personnes</b>	n/a
<b>Gradation pèse-personnes</b>	50 g
<b>Réglementation Européenne</b>	2014/30/EU
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type d'échelle</b>	Pèse-personnes plats numériques