

1541377 - Otoclear embouts d'irrigation - 40 pcs



Déscription

Les embouts OtoClear® aident les professionnels de la santé à fournir une irrigation des oreilles sûre et confortable.

L'irrigation traditionnelle des oreilles pulvérise de l'eau directement dans le conduit auditif, ce qui peut être douloureux, dangereux et salissant. Les embouts d'irrigation d'oreille OtoClear®, avec la conception Gentle Touch, dirigent l'eau vers la paroi du conduit auditif avec trois flux divergents, au lieu de directement vers la membrane tympanique.

Spécifications

Marque	Bionix
sku	1541377
Produits similaires	Non
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Boîte