

1543910 - Renol housse pour coussin de positionnement standard - 200 cm - 1 pc



Déscription

Le positionneur pour un oreiller standard garantit une hygiène optimale et une longue durée de vie de l'oreiller. Lavable en machine à 60°C.

Spécifications

Marque	Renol
SKU leverancier	RCB62488
Composition	100% coton
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
sku	1543910
Couleur housse	Bleu
Lavable	60 °C
Marque du matériel de positionnement	Renol
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce