

1622447 - Microlife tensiomètre BP B1 standard - 1 pc



Déscription

Le **BP B1 Standard** de **Microlife** offre tout ce dont vous avez besoin pour une mesure fiable, sans tracas.

?? Détection des battements irréguliers (IHB)

Alerte automatique en cas de rythme cardiaque anormal pendant la mesure.

?? Manchette confortable (M-L, 22–42 cm)

Convient à la plupart des tailles de bras – idéale pour toute la famille.

?? Technologie Gentle+

Assure une mesure douce et précise avec un contrôle optimal de la pression.

Caractéristiques :

- ? **30 emplacements mémoire** – Enregistre jusqu'à 30 mesures
- ? **Fonction mémoire moyenne** – Pour une meilleure vision des tendances
- ??? **Classification de la pression artérielle à 3 niveaux** – Interprétation facile de vos résultats
- ? **Indicateur de faible batterie** – Avertissement à temps lorsque la batterie est presque vide
- ? **Compatible avec les piles rechargeables** – Utilisation durable
- ? **Port USB-C** – Solution de charge moderne et pratique
- ? **Connecteur compatible IEC80369-5** – Sécurisé et normalisé
- ???? **Comprend 4 piles AAA alcalines** – Prêt à l'emploi
- ? **Manchette M-L (22–42 cm)** – Non lavable, adaptée à la plupart des tailles de bras

Spécifications

Marque	Microlife
sku	1622447
Normes	EN ISO 13485:2016
Taxe Bebat	0.05 EUR
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Statut d'approbation	A approuver
Type d'emballage	Pièce