

## 1622447 - Microlife tensiomètre BP B1 standard - 1 pc



### Déscription

Le **BP B1 Standard** de **Microlife** offre tout ce dont vous avez besoin pour une mesure fiable, sans tracas.

**?? Détection des battements irréguliers (IHB)**

Alerte automatique en cas de rythme cardiaque anormal pendant la mesure.

**?? Manchette confortable (M-L, 22–42 cm)**

Convient à la plupart des tailles de bras – idéale pour toute la famille.

**?? Technologie Gentle+**

Assure une mesure douce et précise avec un contrôle optimal de la pression.

#### Caractéristiques :

- ? **30 emplacements mémoire** – Enregistre jusqu'à 30 mesures
- ? **Fonction mémoire moyenne** – Pour une meilleure vision des tendances
- ??? **Classification de la pression artérielle à 3 niveaux** – Interprétation facile de vos résultats
- ? **Indicateur de faible batterie** – Avertissement à temps lorsque la batterie est presque vide
- ? **Compatible avec les piles rechargeables** – Utilisation durable
- ? **Port USB-C** – Solution de charge moderne et pratique
- ? **Connecteur compatible IEC80369-5** – Sécurisé et normalisé
- ???? **Comprend 4 piles AAA alcalines** – Prêt à l'emploi
- ? **Manchette M-L (22–42 cm)** – Non lavable, adaptée à la plupart des tailles de bras

## Spécifications

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Marque</b>                    | Microlife                      |
| <b>sku</b>                       | 1622447                        |
| <b>Normes</b>                    | EN ISO 13485:2016              |
| <b>Taxe Bemat</b>                | 0.05 EUR                       |
| <b>Réglementation Européenne</b> | MDR - 2017/745/EU - Classe IIa |
| <b>Type d'emballage</b>          | Pièce                          |