

## 1553270 - Reha Bike avec pédales ajustables



### Déscription

Le Bike Reha est l'ergomètre pour les sportifs de haut niveau. La résistance peut varier de 5 à 400 watts et le vélo offre la possibilité d'effectuer de nombreux tests tels que le VO2-Max, les tests de 3 et 12 minutes et le Steep Ramp Test. Il est dès lors facile de se faire une idée de la condition physique du patient sous différents aspects.

Le Bike Reha peut aussi être commandé à l'aide du concept EN-Train et EN-Track, lequel permet de composer facilement à l'avance tout l'entraînement, d'effectuer automatiquement tous les réglages du vélo à l'aide d'une carte mémoire et de présenter clairement les résultats dans le logiciel.

### Caractéristiques

- Surbaissé avec guidon réglable horizontalement et verticalement
- Equipé de manivelles réglables pour l'entraînement des patients orthopédiques
- Écran tactile couleur avec un lecteur de carte intégré
- Conception ergonomique
- Frein fonctionnant avec des courants de Foucault, résistant à l'usure
- Enregistrement des pulsations cardiaques par Polar
- Transmission par courroie de faible niveau sonore
- Technologie intégrant la carte à mémoire
- Mode de jeu
- En-Track compatible
- Zones d'entraînement RH
- Facile et bien adapté à tout type de patient

## Spécifications

<b>Marque</b>	Enraf-Nonius
<b>sku</b>	1553270
<b>Poids maximal de l'adulte</b>	150 kg
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce