

1608840 - Capuchon désinfectant pour valves bi-directionnelle - CFF10-250R - 10 x 25 pcs



Déscription

[https://www.arseus-medical.be/be-fr/nos-marques/3m/Capuchon désinfectant pour valves bi-directionnelle](https://www.arseus-medical.be/be-fr/nos-marques/3m/Capuchon%20d%C3%A9sinf%C3%A9ctant%20pour%20valves%20bi-directionnelle) désinfecte en 1 minute. Protège les points d'accès intraveineux jusqu'à 7 jours s'ils ne sont pas enlevés.

Avantages

- Aide à réduire le risque de pénétration de contaminants dans l'embout intraveineux via le cathéter, après insertion
- De couleur vive pour aider les médecins à vérifier et à évaluer la conformité
- De couleur vive pour aider les médecins à vérifier et à évaluer la conformité.

Utilisation: N'utiliser que des valves bi-directionnelles Ne pas utiliser de raccords Luer femelles ouverts. Désinfecter les valves bi-directionnelles avant l'accès à la voie.

Spécifications

Marque	Solventum
sku	1608840
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Paquet