

## 1501115 - WelchAllyn lampe d'examen gs300 - sur statif - bras flexible - 1 pc



### Déscription

Reproduction réelle des couleurs des tissus grâce à une lumière blanche homogène et brillante. Sans émission de chaleur ou avec une émission de chaleur extrêmement faible, selon le type. Avec cette lampe d'examen GS LED (Green Series), vous faites également un choix respectueux de l'environnement : plus de remplacement de lampes halogènes, une durée de vie extrêmement longue et une consommation d'énergie réduite. Idéale pour les soins primaires, les urgences, les consultations externes, la dermatologie et la gynécologie.

Avec une intensité lumineuse de 15 000 lux à une distance de travail de 50 cm, cet éclairage offre une clarté optimale pour un travail de précision.

## Spécifications

<b>Marque</b>	WelchAllyn
<b>Nombre de LEDs</b>	1
<b>Intensité lumineuse</b>	15000 lux
<b>Longueur du bras</b>	79 cm
<b>Contrôle de la mise au point</b>	Non
<b>Commande Touchless</b>	Oui
<b>sku</b>	1501115
<b>Catégorie de lampe de recherche</b>	Lampe d'examination
<b>Lampe d'examination modèle</b>	Modèle de trépied
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce