

1558533 - Seca 336i pèse-bébé digitale avec fonction wi-fi - classe III - 20 kg - 1 pc



Déscription

Le développement d'un pèse-bébé nécessite d'avoir une vue d'ensemble du sujet. Comment optimiser les process de travail ? Comment intégrer le pèse-bébé de manière optimale dans l'environnement de travail ? Le seca 336 i saura vous convaincre par sa qualité haut de gamme et sa facilité d'utilisation. Intégrable en réseau, il représente une étape importante vers l'ère du électronique.

- Intégrable en réseau grâce à la technologie Wi-Fi
- Plateau de pesée extra-plat peu encombrant
- Affichage LCD rétroéclairé bien lisible
- Port USB permettant de connecter un lecteur de code-barres pour l'identification des petits patients
- En option: toise électronique seca 234 ou toise mécanique seca 232 n

Spécifications

Marque	Seca
Taxe Bèbat	0.05 EUR
Mémoire	Non
Calibré	Oui
Avec tige de mesure	Non
Indication de l'IMC	Non
Fonction de mise en marche automatique	Non
Fonction d'arrêt automatique	Oui
Poids max.	20 kg
sku	1558533
Classe pèse personnes	Classe III
Gradation pèse-personnes	5 g < 10 kg > 10 g
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
Type d'emballage	Pièce
Type d'échelle	Pèse-bébés numériques