

## 1558533 - Seca 336i pèse-bébé digitale avec fonction wi-fi - classe III - 20 kg - 1 pc



### Déscription

Le développement d'un pèse-bébé nécessite d'avoir une vue d'ensemble du sujet. Comment optimiser les process de travail ? Comment intégrer le pèse-bébé de manière optimale dans l'environnement de travail ? Le seca 336 i saura vous convaincre par sa qualité haut de gamme et sa facilité d'utilisation. Intégrable en réseau, il représente une étape importante vers l'ère du électronique.

- Intégrable en réseau grâce à la technologie Wi-Fi
- Plateau de pesée extra-plat peu encombrant
- Affichage LCD rétroéclairé bien lisible
- Port USB permettant de connecter un lecteur de code-barres pour l'identification des petits patients
- En option: toise électronique seca 234 ou toise mécanique seca 232 n

## Spécifications

<b>Marque</b>	Seca
<b>Mémoire</b>	Non
<b>Calibré</b>	Oui
<b>Poids max.</b>	20 kg
<b>Avec tige de mesure</b>	Non
<b>Indication de l'IMC</b>	Non
<b>Taxe Bepat</b>	0.06 EUR
<b>Fonction de mise en marche automatique</b>	Non
<b>Fonction d'arrêt automatique</b>	Oui
<b>sku</b>	1558533
<b>Classe pèse personnes</b>	Classe III
<b>Gradation pèse-personnes</b>	5 g < 10 kg > 10 g
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type d'échelle</b>	Pèse-bébés numériques