

1622019 - ECG elektrodes - short term - solid - adult - 42x45 mm - 30x50 pcs



Déscription

La forme ronde des électrodes ECG assure une plus grande surface de contact avec la peau, ce qui améliore la qualité et la précision du signal ECG tout en augmentant le confort du patient.

La mousse en polyéthylène se caractérise par sa légèreté, son élasticité, sa durabilité et sa propriété hydrofuge. La mousse est recouverte d'une colle acrylique pour une bonne adhérence.

Spécifications

Marque	Sorimex
sku	1622019
Radio opaque	Non
Application	Short-term monitoring
EKG catégorie	Electrodes & accessoires ECG
Groupe cible	Adultes
Matériau de base	Mousse de polyéthylène
Matériau de connexion du bouton-poussoir	Inox
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Shelflife	3 ans
Taille	42 x 45 mm
Type d'emballage	Boîte
Type de gel	Solid gel