

1622019 - Electrodes ECG - short term - solid - adult 42x45 mm - 30x50 pcs



Déscription

La forme ronde des électrodes ECG permet une surface de contact plus grande avec la peau, améliorant ainsi la qualité et la précision du signal ECG tout en augmentant le confort du patient.

La mousse de polyéthylène se caractérise par sa légèreté, son élasticité, sa durabilité et ses propriétés hydrofuges. Elle est recouverte d'une colle acrylique pour assurer une bonne adhérence.

Spécifications

Marque	Sorimex
sku	1622019
Normes	ISO 13485:2016-04
Radio opaque	Oui
Application	Short-term monitoring
Groupe cible	Adultes
Matériau de base	Mousse de polyéthylène
Matériau de connexion du bouton-poussoir	Inox
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Shelflife	3 ans
Taille	45 x 42 mm
Type d'emballage	Boîte
Type de gel	Solid gel