

1622019 - ECG elektodes - short term - solid - adult - 42x45 mm - 30x50 pcs



Spécifications

Marque	Sorimex
sku	1622019
Radio opaque	Non
Application	Short-term monitoring
EKG catégorie	Electrodes & accessoires ECG
Groupe cible	Adultes
Matériau de base	Mousse de polyéthylène
Matériau de connexion du bouton-poussoir	Inox
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Shelflife	3 ans
Taille	42 x 45 mm
Type d'emballage	Boîte
Type de gel	Solid gel