

1559269 - Poche à urine de jour Conveen® Sécurité 750 ml - 20 pcs



Déscription

Le poche à urine fiable dotée urinaire Conveen® Security + pour usage quotidien est un sac de collecte d'urine sécurisé et fiable avec un tube anti-pincement. Le tubulure crénelée anti-coudage qui réduit le risque de reflux et empêche les fuites. Le système de vidange plus long pour empêcherle contact avec l'urine lors de la vidange. Le sac de collecte d'urine est exempt de PVC et ne contient pas de phtalates.

Avantages

- Design discret et moderne
- Couleur discrète pour une poche moins visible sous les vêtements
- Dos doux pour un meilleur confort de port
- La vanne de dosage est facile à manipuler"

Spécifications

Marque	Coloplast
Possibilité de vidange	Non
Contenu	750 ml
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Boîte