

1545115 - SLK II - matelas avec moteur mécanique - 90 x 200 x 19 cm - 1 pc



Déscription

SLK II est surmatelas et destiné à une utilisation intensive dans les maisons de retraite. Il est destiné aux patients présentant un risque faible à moyen ou la présence d'escarres jusqu'au stade 3. Ce matelas est composé de 17 cellules en polyuréthane pur, dont 9 sont remplies d'air, avec une housse SLK Care-Text™ pour réduire les forces de cisaillement. Cette housse est résistante aux désinfectants, imperméable aux liquides et lavable jusqu'à 60°C.

Avantages

- Alarme basse pression
- Se dégonfle rapidement grâce à la fonction CPR au cas où
- MCS (contrôle des micropuces)

Spécifications

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Marque | SLK |
| sku | 1545115 |
| Couleur | Vert |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe I |
| Type d'emballage | Pièce |