

## 1549914 - Aspirateur New Askir 230 avec conteneur Flovac 1L - 1 pc



### Déscription

NEW Askir 30 de Cami avec conteneur Flovac 1L est une unité d'aspiration électrique de type pupitre avec un pot de collecte de liquide avec système de soupape de trop-plein, 6x10 tubes en silicone (autoclavables) + connecteur antibactérien conique 8-9-10 mm et un filtre hydrophobe pour canule CH20 (mono-patient) cordon d'alimentation avec Prise Schuko.

Convient pour l'aspiration nasale, orale et endotrachéale de fluides corporels tels que le mucus ou le catarrhe pour les enfants et les adultes. Indiqué pour les patients subissant une trachéotomie ou des applications chirurgicales mineures et une thérapie postopératoire en soins à domicile, l'unité principale comprend une jauge à vide (mmHg et kPa) et un régulateur de vide. Conforme à la norme EN 60601-1-11 "pour une utilisation dans l'environnement domestique" et a un degré de protection IP21, ISO 10079. Il est alimenté par un moteur sans huile et une pompe à piston sans entretien, dispose d'une alimentation secteur de 230V) 50 Hz et d'une consommation électrique de 110 VA. Un débit d'air libre maximum de 40l/min et un fonctionnement non-stop (à l'heure).

## Spécifications

<b>Marque</b>	Cami
<b>Dimensions du produit</b>	L 18 cm, H 21 cm, L 36 cm
<b>Poids du produit</b>	3.6 kg
<b>Débit d'air max.</b>	40 L/m
<b>Volume de la gobelet</b>	1000 ml
<b>Normes</b>	EN 60601-1-11; ISO 10079
<b>Niveau sonore</b>	60.5 db
<b>sku</b>	1549914
<b>Alimentation électrique</b>	Alimentation secteur
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de conteneur</b>	Conteneur avec sac jetable