

1024778 - Support pour perfusion - réglable en hauteur de 130 à 215 cm - 1 pc



Déscription

Support de perfusion pour des soins de perfusion fiables avec 4 crochets pour accrocher des flacons IV et des sacs de 2 kg maximum. Mobile pratique à utiliser au bon moment et au bon endroit selon les besoins du bénéficiaire de soins.

- Avec un réglage de sécurité à vis
- Double roue pivotante

Spécifications

Composition	Acier chromé
Normes	EN 60601
Sans latex	Oui
sku	1024778
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce