

1611075 - Klinion bandage compressif - stérile - 8 cm x 6 cm - 10 pcs



Déscription

Le pansement d'urgence Klini-aid de Klinion est un bandage de premiers secours conçu pour une couverture rapide et efficace des plaies saignantes. Particulièrement adapté aux soins d'urgence, il est indispensable dans toute trousse de premiers secours.

Il se compose d'un compresse absorbante en ouate pressée avec une couche de contact douce et non tissée.

Un bandage hydrophile légèrement élastique est cousu de chaque côté du compresse, avec des longueurs égales de chaque côté. Ne pas serrer excessivement le bandage.

Stérile tant que l'emballage reste intact.

Spécifications

Marque	Klinion
sku	1611075
Stérile	Oui
Sans latex	Oui
Normes	ISO 134851:2016 ISO 9001:2015
Composition	Compresse absorbant en coton hydrophile compressé avec une couche de contact non-tissée pour la plaie. Les deux côtés sont munis d'une bande de fixation.
Compresse	Oui
Quantité par emballage	1 x 10 pcs
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Is
Taille	8 x 6 cm
Type d'emballage	Boîte