

## 1611075 - Klinion pansement rapide avec bande roulée - stérile - 8 cm x 6 cm - 10 pcs



### Déscription

Le pansement d'urgence Klini-aid de Klinion est un bandage de premiers secours conçu pour une couverture rapide et efficace des plaies saignantes. Particulièrement adapté aux soins d'urgence, il est indispensable dans toute trousse de premiers secours.

Il se compose d'un compresse absorbante en ouate pressée avec une couche de contact douce et non tissée.

Un bandage hydrophile légèrement élastique est cousu de chaque côté du compresse, avec des longueurs égales de chaque côté. Ne pas serrer excessivement le bandage.

Stérile tant que l'emballage reste intact.

## Spécifications

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Marque</b>                    | Klinion   |
| <b>Composition</b>               | Vervaardigd van geperste verbandwatten in een nonwoven laagje |
| <b>sku</b>                       | 1611075   |
| <b>Stérile</b>                   | Oui   |
| <b>Sans latex</b>                | Oui   |
| <b>Normes</b>                    | ISO 134851:2016 ISO 9001:2015                                 |
| <b>Emballer</b>                  | 1 x 10 pcs  |
| <b>Réglementation Européenne</b> | MDD - 93/42/EEC - Classe Is                                   |
| <b>Taille</b>                    | 8 x 6 cm  |
| <b>Type d'emballage</b>          | Boîte   |