

1602299 - Honeywell Xenon Ultra barcode Scanner 1962HC - 1 pc



Déscription

Le Xenon Ultra utilisé dans le soins de santé est une évolution de haute qualité des scanners Xenon et Xenon XP qui donnent des résultats de lecture fiables. Il s'agit de la nouvelle génération de scanners qui donne la priorité aux soins aux patients, rend les conditions de travail plus agréables et réduit les coûts pour les hôpitaux.

Fonctions:

- Ne pas déranger le patient
- Vibreur
- Numérisation rapide
- USB
- Sans fil
- 0-100 000 lux
- Capacité de décodage: 1D-2D

Spécifications

Marque	Honeywell
sku	1602299
Type d'emballage	Pièce