


1600160 - SCHILLER link software – Solution de communication intelligente pour un flux de travail ECG sans papier



Déscription

SCHILLER Link est une application de communication compacte et facile à installer, conçue pour une gestion ECG efficace et numérique. Parfait pour les cabinets médicaux et les petites cliniques.

? **Pourquoi choisir SCHILLER Link ?**

? **Communication bidirectionnelle** entre l'appareil ECG et l'ordinateur? **Détection automatique des appareils ECG via Wi-Fi** – configuration minimale requise

?? **Impression directe des ECG** en haute qualité sur toute imprimante laser connectée

? **Export des rapports PDF haute résolution** : ECG de repos, d'effort, de rythme, SAECG et spirométrie

? **Noms de fichiers personnalisables** selon l'ID patient, le nom, etc.

? **Support GDT** (importation des ordres et exportation des résultats)

? **Compatible avec Windows et Mac OS**

???? Idéal pour les médecins et les petits cabinets

?? Application installée localement sur l'ordinateur

Spécifications

Marque	tech
sku	1600160
Produits similaires	Oui
	Non
Type d'emballage	Pièce