

1623353 - SRT2 - Gamme d'Auto-Réhabilitation - incl. Kiosque



Déscription

Le **Guided Self-Rehabilitation Lab de Dessintey** est la solution de rééducation innovante pour les patients de diverses disciplines, notamment la **neurologie**, l'**orthopédie**, la **gériatrie** et la **pédiatrie**. Cette méthode polyvalente et scientifiquement validée combine **entraînement moteur** et **stimulation cognitive** dans un environnement sûr et motivant, accélérant ainsi le processus de récupération et augmentant l'adhérence à la thérapie.

La solution Dessintey utilise des **appareils SRT** offrant une large gamme d'exercices, à la fois communs et spécifiques à chaque appareil. Cela permet d'adapter chaque séance d'exercices aux objectifs de récupération individuels du patient. Grâce à une approche interactive et ludique, la thérapie reste stimulante et engageante – idéale pour un entraînement autonome ou des séances encadrées.

Caractéristiques du Dessintey Guided Self-Rehabilitation Lab 2 (SRT 2)

- **Entraînement bimanuel** : axé sur l'amélioration de la coordination et la collaboration entre les deux mains.
- **Moins d'élévation du bras requise** : rend les exercices plus accessibles et moins contraignants pour les patients avec une mobilité réduite des bras.
- **Entraînement intensif du poignet** : stimule la répétition des mouvements et soutient la récupération de la stabilité et de la force du poignet.
- **Exercices cognitivo-moteurs** : combinent motricité, mémoire, attention et résolution de problèmes pour une rééducation plus complète.
- **Sécurisé et facile d'utilisation** : utilisable en **position assise ou debout**, individuellement ou en séances de groupe.

Large gamme d'exercices moteurs et cognitifs

Le Dessintey Guided Self-Rehabilitation Lab propose une grande variété de formes d'entraînement stimulant à la fois les fonctions physiques et les capacités mentales :

- **Motricité fine, attention & coordination**

- **Flexibilité cognitive & mémoire**
- **Résolution de problèmes & exploration visuelle**
- **Motricité globale & fonctions exécutives**
- **Représentation visuelle & rotation mentale**
- **Coordination, attention & rapidité de réaction**
- **Déduction & mémoire**

Pourquoi choisir Dessintey ?

La **technologie SRT** de Dessintey stimule les patients de manière **ludique et intuitive** grâce à une ou plusieurs sphères interactives manipulées d'une ou deux mains. Cette approche innovante combine **exercices moteurs et cognitifs**, activant ainsi à la fois le corps et l'esprit.

Les appareils SRT peuvent être utilisés non seulement lors de séances de rééducation classiques, mais aussi :

- **Dans un espace de rééducation autonome**
- **Lors de séances de groupe encadrées**

Le patient se concentre sur l'**exécution et la répétition des mouvements** à travers des activités cognitivo-motrices stimulantes. Grâce à la **visualisation en temps réel à l'écran**, le patient voit immédiatement l'impact de ses actions, ce qui augmente la motivation et l'adhérence à la thérapie.

Avec le Guided Self-Rehabilitation Lab de Dessintey, vous investissez dans un environnement de rééducation personnalisé, motivant et fondé sur des preuves scientifiques. Vous encouragez la participation active, accélérez la récupération des fonctions motrices et cognitives, et donnez aux patients la motivation et les moyens de prendre en main leur processus de rééducation.

Le Guided Self-Rehabilitation Lab de Dessintey est **disponible avec ou sans kiosque, et peut également être livré avec deux ou trois kiosques**.

Spécifications

Marque	Dessintey
sku	1623353
Type d'emballage	Pièce