

## 1618299 - Tabouret TR01 - roues - 48 - 61 cm - sellerie Silververtex - bleu caraïbe



### Déscription

Le Tabouret TR 01 est un tabouret médical polyvalent conçu pour offrir confort et stabilité. Il est doté d'une assise rembourrée confortable qui assure un confort prolongé, idéal pour les professionnels de santé travaillant de longues heures dans la même position.

#### Caractéristiques principales

- Base stable : Le Tabouret TR 01 est équipé d'une base robuste en plastique, garantissant une stabilité maximale, même en cas d'utilisation intensive.
- Réglage facile : Grâce au vérin à gaz, la hauteur peut être ajustée facilement et rapidement pour s'adapter aux besoins de chaque utilisateur.

Le Tabouret TR 01 offre le parfait équilibre entre fonctionnalité et confort, faisant de lui un choix indispensable dans tout environnement médical.

*Remarque : la couleur du tabouret telle qu'elle apparaît sur l'image peut varier par rapport à la réalité.*

## Spécifications

<b>Marque</b>	Spinetechnics
<b>Roues</b>	Oui
<b>Anneau de pied</b>	Non
<b>Dossier</b>	Non
<b>Diamètre du siège</b>	35 cm
<b>Nombre de roues</b>	5
<b>sku</b>	1618299
<b>Couleur</b>	N06-bleu-caraïbe
<b>Couleur châssis</b>	Noir
<b>Matériel châssis</b>	Matière synthétique
<b>Réglable en hauteur avec un vérin à gaz</b>	48 - 61 cm
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de siège</b>	Siège rond