

1546220 - Linido assise de douche courte - avec dossier et accoudoirs- acier époxyé - blanc - 1 pc



Déscription

L'assise de douche Linido court avec accoudoirs est idéal pour les petites salles de bains. L'assise de douche se replie après utilisation, ainsi il y a plus d'espace pour les déplacements. Il peut être fixé au mur très facilement et en toute sécurité.

Spécifications

Marque	Linido
SKU leverancier	LI2203.0011-02
Accoudoirs	Oui
Dossier	Oui
Pliable	Oui
Profondeur du siège	41.5 cm
Largeur du siège	45 cm
sku	1546220
Catégorie assise de douche	Assises de douche
Couleur	Blanc
Matériel	Acier époxyé
Poids max. de l'utilisateur	150 kg
Type d'emballage	Pièce