


## 1549723 - Housse en coton/polyester pour coussin Relax cervical - gitane lined - 1 pc



### Déscription

Taie d'oreiller Fico pour oreiller relaxant pour le cou, pour garantir une longue durée de vie de l'oreiller, nous vous recommandons de fournir l'oreiller avec une taie d'oreiller pour une hygiène optimale. De légères différences de couleur sont possibles, les housses sont lavables à 60°C.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Fico
<b>Produits similaires</b>	Non
<b>sku</b>	1549723
<b>Couleur housse</b>	Gitane ligné
<b>Lavable</b>	60 °C
<b>Marque du matériel de positionnement</b>	Relax
<b>Matériel</b>	Coton/polyester
<b>Type d'emballage</b>	Pièce