


## 1560001 - LY-4600 Yankauer midi supertip - 1 x 50 pcs



### Déscription

Ces Link Yankauers sont des unités d'extraction droites et transparentes à utiliser avec un tuyau d'extraction. Pour l'aspiration générale et fine et l'aspiration de grands volumes. Double emballage stérile dans des paquets pelables individuels.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Pennine
<b>Dimensions du produit</b>	L 24 cm
<b>Stérile</b>	Oui
<b>sku</b>	1560001
<b>Diamètre sonde</b>	Ch 18
<b>Modèle</b>	LY-4600
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Boîte