

1017161 - 3M[™] Transpore[™] - 1,25 cm x 9,14 m - 1 x 24 pcs



Déscription

3M™ Transpore™ est un ruban médical transparent et perforé, doté de perforations bidirectionnelles pour un arrachage facile et d'une force adhésive moyenne. La bande est hypoallergénique et convient parfaitement aux peaux sensibles. La bande permet à la peau de respirer, elle est hydrofuge et résistante à l'humidité. Après le retrait, aucun résidu n'est laissé sur la peau.



Spécifications

Marque	3M [™]
Composition	Synthétique
Compresse	Non
Perforé	Oui
Sans latex	Oui
sku	1017161
Stérile	Non
Couleur	Transparent
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	1,25 cm x 9,14 m
Type d'emballage	Boîte