

**1105046 - Compresses fendues pour drainage - 6 x 7 cm - stériles -  
1 x 150 pcs**



## Déscription

Bastos Viegas compresses fendues en matériau non tissé à 3 couches, matériau absorbant non-adhésif. Avec un trou pour tuyaux d'un diamètre de 12 à 16 mm. Pour couvrir les canules et les drains.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Bastos Viegas
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Composition</b>	Non-tissé
<b>sku</b>	1105046
<b>Couches</b>	3 couches
<b>Méthode de stérilisation</b>	Oxide éthylène
<b>Quantité par emballage</b>	1 x 150 st
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe Is
<b>Taille</b>	6 x 7 cm
<b>Type d'emballage</b>	Boîte