

1601794 - Keiser M7i Recumben Stepper Total Body Trainer



Déscription

Le M7i Recumben Stepper Total Body Trainer utilise la technologie de résistance magnétique et offre un pédalage doux et silencieux à partir d'une position allongée confortable. Le siège est entièrement réglable et pivote pour faciliter le transfert depuis un fauteuil roulant. La hauteur de marche entre le siège et les pédales est faible. Il est donc plus facile et plus sûr d'entrer dans l'appareil. Le stepper est également doté d'un système de résistance du haut du corps pour un entraînement sans impact de l'ensemble du corps.

- Un entraînement à faible impact qui donne des résultats précis et mesurables.
- Facile à déplacer
- La pédale de 20 cm correspond à la hauteur des escaliers, ce qui permet aux utilisateurs d'imiter les mouvements réels pour les activités quotidiennes.
- Siège entièrement réglable et pivotant pour faciliter le transfert depuis un fauteuil roulant.
- Affichage facile à lire, avec de gros caractères et un contraste élevé, indiquant la vitesse de l'utilisateur. Il indique également les kilocalories, le nombre total de pas, les pas par minute, les watts et les METS.
- Suivez vos progrès grâce à la fonction intégrée

Spécifications

Marque	Keiser
Dimensions du produit	H 111 cm
SKU leverancier	005210BBC
sku	1601794
Couleur	Noir
Type d'emballage	Pièce