

## 1518881 - Gynebiops - modèle mini CH6 - 1 x 25 pcs



### Déscription

Sonde de biopsie endométriale Gynebiops, stérile à usage unique. Également appelée Pipelle de Cornier. Pour le prélèvement de micro-échantillons de cellules endométriales. **Gyneas** Gynebiops mini est utilisé pour le prélèvement histologique de l'endomètre chez les patientes présentant un col de l'utérus ou un canal cervical étroit. Il est recommandé pour les patientes ménopausées.

Gynebiops aide au diagnostic de:

- cancer de l'endomètre
- hyperplasie
- polypes
- insuffisance lutéale

## Spécifications

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Marque</b>                    | Gyneas                      |
| <b>Stérile</b>                   | Oui                         |
| <b>sku</b>                       | 1518881                     |
| <b>Lavable/Disposable</b>        | Jetable                     |
| <b>Qualité instruments</b>       | Jetable et stérile          |
| <b>Réglementation Européenne</b> | MDD - 93/42/EEC - Classe Is |
| <b>Taille</b>                    | 2 mm                        |
| <b>Type d'emballage</b>          | Boîte                       |