

1546384 - Linido support papier toilette une main - matière synthétique - blanc - 1 pc



Déscription

Support papier toilette actionné d'une seule main qui permet de changer, dérouler et déchirer le papier hygiénique. S'adapte à toutes les barres de toilettes relevables LI2603.3xx, aux barres de toilettes fixes LI2601.0xx ou au support mural Ergogrip à partir de 40 cm LI2611.xxx.

Spécifications

Marque	Linido
SKU leverancier	LI2618.0006-02
sku	1546384
Catégorie appuis pour toilette	Accessoires pour appui toilette
Type d'emballage	Pièce