

1104446 - Microalbumine strips pour Clinitek - 25 pcs



Déscription

Les bandelettes CLINITEK® Microalbumin 2 fournissent des résultats pour l'albumine, la créatinine et le rapport albumine-créatinine en une minute. Le produit CLINITEK® Microalbumin est utile pour le dépistage de la microalbuminurie chez les patients diabétiques ou hypertendus afin de détecter une maladie rénale précoce. Les bandelettes sont utilisées sur la famille d'analyseurs CLINITEK Status®.

Les résultats sont corrigés en fonction de la variation des concentrations urinaires lorsqu'ils sont utilisés sur la famille d'analyseurs CLINITEK Status, ce qui élimine la nécessité de recueillir et de mesurer l'urine pendant 24 heures.

Spécifications

Marque	Siemens
sku	1104446
Produits similaires	Oui
Réglementation Européenne	IVD 98/79/EC
Type d'emballage	Pièce