

1618306 - Tabouret TR02 - roues - sellerie Silvertex - 45 - 58 cm - bleu caraïbe



Déscription

Le Tabouret TR 02 combine un design moderne avec un confort et une fonctionnalité optimaux, spécialement conçu pour les professionnels de santé ayant besoin d'une solution d'assise ergonomique et durable.

Caractéristiques principales

- Assise confortable : Le tabouret est doté d'une assise rembourrée de haute qualité offrant un confort durable, même pendant les longues heures de travail intensif.
- Base stable : La base en aluminium robuste du Tabouret TR 02 assure une stabilité maximale, ce qui rend ce tabouret idéal pour une utilisation quotidienne dans des environnements médicaux.
- Réglage de hauteur facile : Grâce au vérin à gaz intégré, la hauteur du tabouret peut être ajustée rapidement et sans effort, permettant une posture ergonomique parfaite.

Remarque : la couleur du tabouret telle qu'elle apparaît sur l'image peut varier par rapport à la réalité.

Spécifications

Marque	Spinetechnics
Roues	Oui
Anneau de pied	Non
Dossier	Non
Diamètre du siège	35 cm
Nombre de roues	5
sku	1618306
Couleur	N06-bleu-caraïbe
Couleur châssis	Couleur de l'aluminium
Matériel châssis	Aluminium poli
Réglable en hauteur avec un vérin à gaz	45 - 58 cm
Type d'emballage	Pièce
Type de siège	Siège rond