

## 1518376 - Smartsigns Lite Plus - NIBP, P



### Déscription

L'objectif et la fonction du moniteur de vie Smartsigns® Liteplus de Huntleigh Healthcare sont de surveiller de manière non invasive la pression artérielle (systolique, diastolique et moyenne), la saturation artérielle fonctionnelle en oxygène, le pouls chez les adultes, les enfants et les nouveau-nés, ainsi que la température chez les adultes et les enfants dans tous les secteurs de l'hôpital et dans les environnements de type hospitalier. Il peut être utilisé pendant le transport hospitalier et dans des environnements mobiles terrestres, comme les ambulances, dans le respect des spécifications des caractéristiques environnementales. Différentes configurations sont disponibles pour cet appareil, les abréviations ci-dessous indiquent les fonctionnalités de l'appareil :

NIBP : mesure non invasive de la pression sanguine.

P : moniteur de fréquence cardiaque

IP : imprimante intégrée

T : thermomètre

SP02 : Capteur SpO2

## Spécifications

<b>Marque</b>	Huntleigh
<b>sku</b>	1518376
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Version</b>	NIBP, P