

## 1575257 - Spéculums vaginaux jetables Cusco - L - emballage individuelle - 3,0 cm - 1 x 25 pcs



### Déscription

Speculum vaginal Mediware.

- Vis de réglage moletée réglable en continu
- Sans phtalate
- Maintenir fermement les verrouillages
- Ouverture simple et rapide du film stérile
- Code couleur pour identifier rapidement la bonne taille.
- Emballé individuellement stérile
- Disponible séparément: éclairage LED réutilisable

## Spécifications

<b>Marque</b>	Mediware
<b>Dimensions du produit</b>	L 3 cm
<b>sku</b>	1575257
<b>Qualité instruments</b>	Jetable et stérile
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe Is
<b>Taille</b>	L
<b>Type d'emballage</b>	Boîte
<b>Type spéculum vaginal</b>	Cusco